



Das AIREX® Balance-Pad deckt als Therapie- und Trainingsgerät ein breites Spektrum von Anwendungsmöglichkeiten ab. Aufgrund der destabilisierenden Eigenschaft wird das Balance-Pad in der Prävention und Rehabilitation von orthopädisch-traumatologischen Erkrankungen, sowie im Freizeit- und Leistungssport zur Schulung motorischer Fähig- und Fertigkeiten eingesetzt. Am effektivsten ist das barfußige Training.



①



②

zugelassenes Medizinprodukt nach 93/42 EWG – Klasse 1



③

AIREX® Balance-Pad

①

Balance-Pad blau, ca. 48 x 40 x 6 cm, zur Schulung motorischer Fähig- und Fertigkeiten. Mit Übungsposter. Gewicht ca. 700 g.

30849

AIREX® Balance-Pad Elite

②

AIREX® Balance-Pad Elite, blau, ca. 48 x 40 x 6 cm. Weiterentwicklung des klassischen Balance-Pads mit verbesserter Rutschfestigkeit durch eine Waffelstruktur auf beiden Seiten. Der geschlossenzellige, sehr weiche Schaumstoff nimmt weder Feuchtigkeit noch Schmutz auf, ist sehr strapazierfähig und besitzt eine antimikrobielle Hygieneausrüstung. Mit Übungsposter. Gewicht ca. 700 g.

31076

AIREX® Balance-Pad Solid

③

Durch eine höhere Dichte und eine innovative noppenartige Oberflächenstruktur ist das Balance-Pad Solid extrem stabil und robust mit einer optimalen Dämpfung. Es ist besonders schonend für den Bewegungsapparat. Die spezielle Ober- und Unterseite bietet Rutschfestigkeit. Bestens geeignet für Rehabilitation, Functional Fitness und Crossfitness. Maße (L x B x H): 46 x 41 x 5 cm, Gewicht: ca. 1 kg

51504



④

softX® Koordinationswippe

④

Als Zubehör für das Balance-pad. Auf dieser Schaukelwippe aus Spezialschaumstoff kann das Balance-Pad genau platziert werden, damit vergrößern sich die Einsatzmöglichkeiten. Maximal bis 100 kg belastbar (in Verbindung mit dem Balance-Pad). Gewicht ca. 400 g, Abmessungen 50 x 45 x 9 cm. Ohne Balance-Pad.

31073



Balance Trainer

Der blaue Balancetrainer, auch Dome Trainer genannt, unterstützt Sie bei der Entwicklung Ihrer Koordinationsfähigkeiten und bei der Stärkung der Kernmuskulatur. Er ist ideal für das Ausdauer- und Krafttraining geeignet und wird auch häufig in der Rehabilitation eingesetzt. Die rutschfeste Unterseite gewährleistet ein sicheres Training und die mitgelieferten, abnehmbaren Gummibänder mit Handgriffen ermöglichen eine Vielzahl

von Übungen. Die Halbkugel darf aus Sicherheitsgründen nicht über eine Höhe von 22 cm aufgeblasen werden. Abmessungen (B x H) 67 x 22 cm. Halbkugel-Ø 63 cm. Länge der Gummibänder 82 cm, Griff-Ø 3,5 cm. Maximale Belastung 150 kg. Gewicht 7,0 kg. Lieferung inklusive Handpumpe.

42599



SMALL

LAGRE

PURE2IMPROVE Balance Pad

Das Pure2Improve Balance Pad besteht aus pflegeleichtem, geschlossenzelligem Schaumstoff mit rutschfester Oberfläche. Es kann beidseitig genutzt werden wobei die Seiten unterschiedlich hart sind und so der Anforderungscharakter verändert werden kann. Das Balance Pad wurde für den Einsatz im Gleichgewichts-, Koordinations- und Reakti-

onstraining entwickelt und eignet sich für Beweglichkeits- und Haltungsstabilitätsübungen. Farbe Grau. Abmessungen: Small (L x B x H) 40 x 24 x 5,7 cm, Large (L x B x H) 48 x 40 x 5,7 cm

52535 small
52536 large



GYMNASTIK