

# REHABILITATION

Die hier vorgestellten Produkte haben spezifische Eigenschaften die geeignet sind, die Förderung bestimmter Fähigkeiten zu unterstützen und zu verstärken. Die Konzentration auf ein Produkt und der häufig spielerische Umgang damit, lenken zudem von Beschwerden und Hemmungen ab. Der Bewegungsumfang, die Konzentration und die Geschicklichkeit werden verbessert und führen zu einem besseren Wohlbefinden.



## Therapie-Knete 85 g

Therapie-Knete, 85 g, mobilisiert und kräftigt die Handmuskeln, fördert sensorische und motorische Fähigkeiten und ist geeignet für Therapiezwecke und Handrehabilitation. Die Knete ist in unterschiedlichen Härten erhältlich was eine kontinuierliche Steigerung ermöglicht. Lieferung im wiederverschließbaren Becher.

51731	gelb, leicht	(EUR 9,29/100 g)
51732	rot, mittel	(EUR 9,29/100 g)
51733	grün, stark	(EUR 9,29/100 g)
51734	korallenrot, sehr stark	(EUR 9,29/100 g)



**NEU**  
im Sortiment

## Handtrainingsgerät


Aus Spezialschaumstoff, zur Stärkung der Hand- und Unterarmmuskulatur. Das sehr geringe Eigengewicht macht dieses einfache Trainingsgerät zu einem guten Werkzeug in der frühen Rehabilitationsphase. Neben Kraftaufbau wird die Beweglichkeit der Hände und Finger trainiert. Farblich sortiert.

6477 Stück

## Jonglierball/Antistressball

Der BENZ Jonglier- und Anti-Stressball, im BENZ Champion Soft Touch Design, dient zum Stressabbau, kann aber auch für Spiel und Spaß eingesetzt werden. Ø 63 mm, Gewicht 21 g.

93246 Stück  
93247 3er Set



## Kirsch kern-Schlange

Schonend gereinigte Kirschkerne in Baumwollstoffüberzug, ca. 65 cm lang und 5 cm breit. Anwendungsmöglichkeiten der Kirsch kern-Schlange: Geeignet um den Rücken - nach und nach - tief zu entspannen. Stress führt zu Verspannungen, die durch die massierende Härte der Kirschkerne wirkungsvoll behandelt werden können. Die Kirsch kern-Schlange wird gerne bei der Seniorengymnastik, beim Vereinssport, der Therapie und Reha angewendet.

6207

**NEU**  
im Sortiment

## Movisensa® orbit

Durch Rotation wird die innenlaufende Stahlkugel in Schwung gebracht und so die tief liegende Haltemuskulatur in den Armen und das sensorische System gezielt trainiert. Das Trainingsgerät lässt sich leicht in Therapie- und Fitnessübungen integrieren. 100 % Kunststoff ABS mit innenlaufender Stahlkugel, Farbe grün, Silber.

51514	orbit 500, Ø 50 cm, 1 kg
51515	orbit 320, Ø 32 cm, 0,6 kg

## Schlaufen-Expander

Ausführung wie Mini-Expander jedoch mit zusätzlichen Schlaufen hinter den Bällen, was eine zusätzliche Sicherheit bei einer Vielzahl von Übungen bietet. Der Schlaufen-Expander wurde speziell für die Förderungsbereiche Motorik, Rhythmik, Balancetraining, Finger- und Fußtraining entwickelt und ist ideal für den Einsatz in Kinderymnastik, Schulsport, Psychomotorik, Therapie, Rehabilitation, Vereinsturnen und Seniorengymnastik geeignet. Textilummantelte Gummischnur. Gesamtlänge ca. 103 cm.

6206 Ø Ball ca. 5,0 cm



## Kirsch kern-Säckchen

Schonend gereinigte Kirschkerne im Baumwollstoff. Anwendungsmöglichkeiten von Kirsch kern-Säckchen:

Finger- und Fußgymnastik, Balance, Gewicht, Lagerung. Sie werden bei der Seniorengymnastik, im Vereinssport, bei der Therapie, in der Reha in der Schule und im Kindergarten eingesetzt.

6208	18 x 13 cm, 250 g
6209	18 x 13 cm, 300 g
6210	30 x 30 cm, 1000 g

GYMNASTIK